

医療従事者・販売店向け資料 一般医療機器

ネブラーゼ デイオ

portable mesh nebulizer

超音波ネブライザ NEB-02 標準価格 ¥13,000 (税別)

※2022年8月1日以降ご注文分からの新価格です。



新機能



メッシュモジュールは
2ステップでカンタンに
取り外して交換できます。

メッシュモジュール2個付属

本体装着済み1個+交換用1個

※実寸大 / マウスピース装着例

新機能

吸入能力に応じて噴霧スピードを6パターンから選択可能!



2通りの吸入方法



メッシュ式

新機能

噴霧スピード
選択可能

従来品より
改良

従来品※と比較して
約50%
軽量化!



静音
設計

新機能

USB
充電

収納ケース
付属

※弊社従来品 NEB-01 との比較

セット内容

- 本体×1
本体+薬液カップ+
メッシュモジュール+キャップ



- 交換用
メッシュ
モジュール×1



- マウスピース×1



- 収納ケース×1



- マスク(大人/小児)×各1



- microUSBケーブル(充電用)×1
- 添付文書
- 取扱説明書(保証書付き)
- 取扱説明書(別紙)

製品特長

薬液カップ・ メッシュモジュール 交換式

使用後は本体から取り外して
個別に洗浄ができるので、
衛生的に使用できます。



USB充電式

電池やACアダプタを
携帯する必要がありません。

連続使用時間目安：60分
充電時間目安：約2時間

※充電ケーブルは本体に付属しています。
※充電時間は目安です。電源の種類や電池の状態により、充電時間は異なります。

一般的名称 / 販売名	超音波ネブライザ / ネブラーゼ ディオ
医療機器届出番号	13B2X10218000004

噴霧方式	メッシュ式
超音波発振周波数	約 130kHz ±10 kHz
噴霧粒子径※1	MMAD※2 約 5μm 以下
噴霧能力※1	0.15～0.9mℓ / 分
薬液カップ容量	8mℓ以下
オートパワーオフ	約30分
電源	DC 3.7 V、750mAh (リチウムイオン電池)
動作温湿度	+5～+40℃、30～80%RH (結露なき事)
保管温湿度	-10～+50℃、30～80%RH (結露なき事)
寸法 / 重量	約 W47 × H99 × D68 mm / 約 102g
マスク寸法	大人用：約 W106 × H137 mm 小児用：約 W91 × H96 mm
JANコード	4983621 801606

※1：気温25℃、湿度59%RHの環境下で0.9%生理食塩水を噴霧した場合

※2：噴霧される粒子の中央値



交換用 薬液カップ (1個入り)

製品品番：NEB-02CA
JANコード：4983621801613
標準価格：¥2,000 (税別)



交換用 メッシュモジュール (1個入り)

製品品番：NEB-02SP
JANコード：4983621801620
標準価格：¥1,700 (税別)



交換用 マスクセット (大人/小児 各1づつ)

製品品番：NEB-02MK 標準価格：¥990 (税別)
JANコード：4983621801637

交換用 マウスピース (2個入り)

製品品番：NEB-02TH 標準価格：¥880 (税別)
JANコード：4983621801644

< お問い合わせ先 >

製造販売業者 株式会社カスタム

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL：03-3255-1117 (代表) FAX：03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F
TEL：06-6262-9950 (代表) FAX：06-6262-9951

- ・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
- ・NURSE ANGLEは株式会社カスタムの登録商標です。
- ・本リーフレットの記載内容は2022年7月現在のものです。

©2020 CUSTOM Corporation Printed in Japan 220702

< リーフレット管理用 >



4 983621 960532